

CAMILLA

RECUPERACIÓN




Ref. 4112



UNA CAMILLA SEGURA, CÓMODA Y FUNCIONAL para apoyar las funciones del personal asistencial y la recuperación de los pacientes.




@mubimedical
www.mubimedical.com



Porta suero fijo:
Desmontable, con gancho de servicio y capacidad de 8 kg.



Superficie de paciente:
compuesto por 2 secciones: 1 fijo y 1 móvil, fabricados en lámina cold rolled facilitando la limpieza y desinfección.



Colchoneta: Fabricada espuma de alta densidad con cubierta anti bacteriana e ignífuga para mayor seguridad, higiene y comodidad ayudando en la recuperación de los pacientes.



Barandas de seguridad: laterales de una sección con sistema de accionamiento suave que permite un fácil acceso al paciente, cubren la mayor parte de la superficie reduciendo los riesgos de caída.

CAMILLA

RECUPERACIÓN



mubi
MEDICAL



Ajuste de espaldar:

Accionamiento fácil, ágil y seguro para el personal asistencial.



Ajuste de trendelenburg:

accionamiento fácil, ágil y seguro para el personal asistencial.



Ruedas y bloqueo:

Traslados suaves y seguros gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo en cada rueda brindando seguridad en la entrada y salida del paciente.

Características estándar

Capacidad de carga segura 150 kg.
Tendido en lámina cold rolled.
Soportes para correas de sujeción en los tendidos.
Para choques perimetral.
Barandas laterales de seguridad en tubería cold rolled.
Ruedas en poliuretano de 6" libres de mantenimiento.
Sistema de bloqueo en cada rueda.
Porta suero graduable en acero inoxidable con 2 ganchos de servicio.
Soportes para porta suero en las esquinas de la camilla

Movimientos

Flexión espalda 0° - 70°
Trendelenburg 16°
trendelenburg inverso -16°
Altura total 31" = 80 cm

Movimiento de espalda, trendelenburg y trendelenburg inverso realizados por sistema neumático.

Fabricación y acabado

Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.
Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

Dimensiones externas

Largo 72" = 183 cm
Ancho 28.7" = 73 cm
Barandas 15" = 39cm X 49.6" = 126 cm

*Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 3 cm.

Accesorios opcionales

Porta suero inoxidable extra
Soporte tanque de oxígeno (horizontal ó vertical)
Mesa porta monitor con soporte para historia clínica.
Soporte porta rollo de tela quiúrgica.

Superficie de paciente


Largo 49.6" = 126 cm
Ancho 15" = 39 cm

Nota

**MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

***El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.

Opciones de color aplique colchoneta



TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

www.mubimedical.com | info@mubimedical.com



Medellín - Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Bogotá - Colombia
Calle 127A # 70H-08
(57) 601 703 7996

Cali - Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999