

CIGNUX

RECUPERACIÓN



Ref. 4316



UNA CAMILLA SEGURA, CÓMODA Y FUNCIONAL para apoyar las funciones del personal asistencial y la recuperación de los pacientes.



@mubimedical
www.mubimedical.com



Porta suero graduable:
con ganchos de doble servicio en polímero de alto impacto.
Capacidad de 8 kg.



Superficie de paciente:
compuesto por 2 secciones: 1 fijo y 1 móvil, fabricados en lámina cold rolled facilitando la limpieza y desinfección.



Rueda para choques:
seguridad en el transporte protegiendo la estructura y las paredes contra impactos.



Barandas de seguridad:
laterales de una sección, plegables con seguro retráctil, fabricadas en polímero ABS que al plegarse reposan a nivel del tendido.

Ruedas y bloqueo:

Traslados suaves y seguros gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo en cada rueda brindando seguridad en la entrada y salida del paciente.






Ajuste de espalda:
Accionamiento fácil,
ágil y seguro para el
personal asistencial.




Asa de empuje: Asas de
empuje ergonómicas para
un transporte rápido y
fácil del paciente.



**Ajuste de
trendelenburg:**
Accionamiento fácil,
ágil y seguro para el
personal asistencial.



Colchoneta: Fabricada
espuma de alta densidad
con cubierta anti
bacteriana e ignífuga para
mayor seguridad, higiene
y comodidad ayudando en
la recuperación de los
pacientes.



**Canastilla auxiliar
inferior.**

Características estándar

- Capacidad de carga segura 150 kg.
- Tendido en lámina cold rolled.
- Barandilla desmontable en pies.
- Soportes para correas de sujeción en los tendidos
- Soportes para bolsa de drenaje.
- Ruedas para choques.
- Canastillas inferiores auxiliares.
- Barandas laterales de seguridad plegables con seguro retráctil y cubierta superior en aluminio de fácil limpieza.
- Ruedas en poliuretano de 6" libres de mantenimiento.
- Sistema de bloqueo en cada rueda.
- Porta suero telescópico en acero inoxidable con 4 ganchos de servicio y seguro fabricado en polímero.
- Soportes para porta suero en las esquinas de la camilla

Dimensiones externas

Largo	82.6" = 210cm
Ancho	31" = 80 cm
Barandas	14.9" X 59.8" = 38cm X 152 cm

*Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 3 cm.

Superficie de paciente

Largo	74.8" = 190 cm
Ancho	26" = 67 cm

Nota

**MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

***El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.

Movimientos

- Flexión espalda $0^\circ - 75^\circ$
- Trendelenburg 14°
- Trendelenburg inverso -15°
- Altura total 34.6" = 88 cm

Movimiento de espalda, trendelenburg, trendelenburg e inverso realizado por sistema neumático.

Fabricación y acabado

- Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.
- Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

Accesorios opcionales

- Mesa de servicio
- Porta suero inoxidable extra
- Soporte tanque de oxígeno (horizontal ó vertical)
- Mesa porta monitor con soporte para historia clínica.
- Soporte porta rollo de tela quiúrgica.

Opciones de color aplique colchoneta



TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

www.mubimedical.com | info@mubimedical.com



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Bogotá – Colombia
Calle 127A # 70H-08
(57) 601 703 7996

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999