

# CARROS

HOSPITALARIOS



Ref.8126  
ELECTRO  
CON GAVETA




**Carro hospitalario y de emergencia, diseñado** para apoyar las funciones del personal asistencial en la atención y recuperación de pacientes en diferentes unidades.



@mubimedical  
www.mubimedical.com




**Barandilla de seguridad**



**Porta suero graduable:**  
Desmontable, con 2 ganchos de servicio y capacidad de 8 kg.



**Gaveta para almacenamiento**






**Canastilla inferior**



**Ruedas y bloqueo:**

Traslados suaves y seguros gracias a ruedas libres de mantenimiento. Sistema de bloqueo en cada rueda brindando seguridad.



### Características estándar

Capacidad de carga 50 historias.  
Tapa superior en lámina reforzada.  
1 gaveta para almacenamiento y transporte de medicamentos y material médico.  
Porta suero graduable inoxidable.  
1 soporte porta suero.  
Ruedas en poliuretano 3" libres de mantenimiento  
Sistema de bloqueo en cada rueda.

### Dimensiones externas

Altura	38" (86 cm)
Largo	24.8" (61 cm)
Ancho	15.7" (47 cm)

*\*Tolerancias: grados  $\pm 3^\circ$  dimensiones  $\pm 3$ cm.*

### Fabricación y acabado

Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.  
Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

### Accesorios opcionales

Cubierta superior en acrílico transparente.


### Nota

\*\*MUBI Medical se reserva el derecho demodificar las especificaciones sin previo aviso.  
\*\*\*El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.

@mubimedical  
info@mubimedical.com  
www.mubimedical.com

\*mubi se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. \*El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.



 ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE/ COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 05/08/2022
---	----------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	----------------------------------	------------------------------------

# TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

[www.mubimedical.com](http://www.mubimedical.com) | [info@mubimedical.com](mailto:info@mubimedical.com)



**Medellín - Colombia**  
Calle 2 # 50-185  
(57) 604 285 2838

**Bogotá - Colombia**  
Calle 127A # 70H-08  
(57) 601 703 7996

**Cali - Colombia**  
Calle 18 # 118-85  
(57) 602 489 6999