


CARROS

HOSPITALARIOS



PARA ELECTRO
SIN GAVETA
Ref.8228



Carro hospitalario y de emergencia, diseñado para apoyar las funciones del personal asistencial en la atención y recuperación de pacientes en diferentes unidades.




@mubimedical
www.mubimedical.com




Soporte porta suero



Barandilla de seguridad






Porta suero graduable:
Desmontable, con 2 ganchos de servicio y capacidad de 8 kg.



Canastilla inferior auxiliar



Ruedas y bloqueo:
Traslados suaves y seguros con sistema de bloqueo en cada rueda brindando seguridad.



Características estándar

- Capacidad de carga 50 kg.
- Cubierta superior en lámina reforzada, acrílico transparente para aislamiento de equipos.
- Canastilla inferior auxiliar.
- Barandillas de seguridad.
- Soporte porta suero con seguro fabricado en polímero.
- Porta suero graduable en acero inoxidable con 2 ganchos de servicio.
- Ruedas en poliuretano 3" libres de mantenimiento.
- Sistema de bloqueo en cada rueda.

Dimensiones

Altura	34" (87 cm)
Largo	23" (59 cm)
Ancho	18.5" (47 cm)

**Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones $\pm 3cm$.*

Accesorios opcionales

Cubierta superior en acrílico transparente.

Color aplique estructura

Gris

Fabricación y acabado

- Estructura fabricada en lámina y tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.
- Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

@mubimedical
 info@mubimedical.com
 www.mubimedical.com

***mubi** se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. *El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.



 ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 19/09/2022
---	----------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	---

TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

www.mubimedical.com | info@mubimedical.com



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Bogotá – Colombia
Calle 127A # 70H-08
(57) 601 703 7996

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999