

# PORTASUERO

MULTIUSOS




Ref.2124



**Porta suero multiusos diseñado** para apoyar las funciones del personal asistencial en la atención y recuperación de pacientes en diferentes unidades de hospitalarias.



@mubimedical  
www.mubimedical.com



**Porta suero**




**Bandeja auxiliar.  
Barandilla de seguridad.**



**Base con cinco ruedas**



**Perilla graduación altura**



**Soportes para cables**





## Características estándar

- Capacidad de carga segura 20 kg.
- Bandeja auxiliar en lámina de acero inoxidable
- Porta suero con gancho de doble servicio
- Base tipo araña en nylon
- Ruedas en poliuretano libres de mantenimiento
- Estructura fabricada en acero inoxidable

## Movimientos

Altura con porta suero	32 cm
Altura bandeja	98 cm

## Dimensiones externas

Largo	31 cm
Ancho	36 cm
ruedas	2"(5.08 cm)

\*Tolerancias: grados  $\pm 3^\circ$  dimensiones  $\pm 3$ cm.

@mubimedical  
www.mubimedical.com  
info@mubimedical.com

\*mubi se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. \*El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.



ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 04/08/2022
-------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------------

# TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

[www.mubimedical.com](http://www.mubimedical.com) | [info@mubimedical.com](mailto:info@mubimedical.com)



**Medellín - Colombia**  
Calle 2 # 50-185  
(57) 604 285 2838

**Bogotá - Colombia**  
Calle 127A # 70H-08  
(57) 601 703 7996

**Cali - Colombia**  
Calle 18 # 118-85  
(57) 602 489 6999