

COMPLEMENTOS

ESCALA DOS PASOS



Ref.102-05



Escala de dos pasos mobiliario complementario, esencial para la atención de los pacientes.



@mubimedical
www.mubimedical.com

Características estándar

Capacidad de carga 150 kg
 Peldaños en madera prensada con piso antideslizante.
 REbordeado conbisel en poliuretano,
 Base con tapones antideslizantes.
 Estructura fabricada en acero inoxidable.

Especificaciones técnicas

Altura total 39 cm

Largo 54 cm
 Ancho 43 cm

*Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones $\pm 3\text{cm}$.



@mubimedical
 info@mubimedical.com
 www.mubimedical.com

*mubi se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. *El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.



							FECHA ACTUALIZACIÓN: 09/08/2022
ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	

TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS

Mubi Medical diseñamos y fabricamos soluciones sanitarias para el entorno de atención al paciente. Pensamos en soluciones prácticas y efectivas, teniendo en cuenta presupuesto y que aporten en la recuperación y tratamiento de los pacientes, manteniendo la estética y alta calidad.



PARA SABER MÁS SOBRE NUESTRAS SOLUCIONES, ASOCIARSE CON MUBI, O ENCONTRAR UN DISTRIBUIDOR AUTORIZADO VISITE:

www.mubimedical.com | info@mubimedical.com



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Bogotá – Colombia
Calle 127A # 70H-08
(57) 601 703 7996

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999