

COMPLEMENTOS

M E S A S A U X I L I A R E S



Mesa auxiliar sistema de apoyo para facilitar la labor del personal asistencial y la atención de pacientes.



MESA
DE NOCHE

Ref.841701



@mubimedical
www.mubimedical.com

Características estándar

Capacidad de carga segura 30 kg.
Tapa superior en polímero de alto impacto.
Haladeras en lámina de acero cold rolled.
Gaveta superior para almacenamiento de pertenencias.
Gaveta inferior de mayor tamaño para organización de elementos del paciente.

Fabricación y acabado

Estructura fabricada en tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.
Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

Dimensiones generales

Largo 15.7" = 40 cm
Ancho 18.8" = 48 cm
Altura total 29.5" = 75 cm

**Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 3 cm.*

Color aplique estructura

Gris

Garantía

Garantía de producto limitada de tres años
***MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.*
****El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.*

Color cubierta superior plástica

Gris

