

COMPLEMENTOS

M E S A S A U X I L I A R E S



Mesa auxiliar sistema de apoyo para facilitar la labor del personal asistencial y la atención de pacientes.



MESA
DE CURACIONES

Ref.8121



@mubimedical
www.mubi.life

Especificaciones técnicas

Capacidad de carga 15 kg

Altura total 70 cm

Dimensiones

Largo 60 cm

Ancho 37 cm

Diámetro ruedas 2" (5.08 cm)

**Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 3 cm.*



Características estándar

Bandeja superior en acero inoxidable

Ruedas en poliuretano libres de mantenimiento

Estructura fabricada en acero de alta resistencia

Acabado pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electro estática.

Color estructura

Gris

@mubimedical
www.mubi.life
info@mubimedical.com

***mubi** se reserva el derecho a modificar sin previo aviso, las especificaciones técnicas, diseño, accesorios y precios de los productos. *El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.



ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	APROBÓ: I+D Electrónico	APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE./ COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 20/08/2021
-------------------------	----------------------------	---------------------------	-------------------------	--------------------	----------------------	-----------------------------------	------------------------------------