

# COMPLEMENTOS

M E S A S   A U X I L I A R E S



**Mesa auxiliar** sistema de apoyo para facilitar la labor del personal asistencial y la atención de pacientes.



MESA  
PUENTE

Ref.844602



@mubimedical  
www.mubimedical.com

## Características estándar

Capacidad de carga segura 20 kg.  
Tapa superior enchapada en fórmica.  
Ruedas de poliuretano de 2" libres de mantenimiento.

## Movimientos

Altura mínima 30.7" = 75 cm  
Altura máxima 47" = 118 cm

Movimientos de altura realizados por control accionador en polímero.

## Dimensiones bandeja

Largo 31" = 80 cm  
Ancho 15.7" = 40 cm

\*Tolerancias: grados  $\pm 3^\circ$  dimensiones  $\pm 3$ cm.

## Fabricación y acabado

Estructura fabricada en tubería estructural de acero cold rolled de alta resistencia.  
Recubrimiento epóxico resistente a la oxidación.

## Dimensiones generales

Largo 22" = 57 cm  
Ancho 13.7" = 35 cm

## Accesorios opcionales

Ruedas con sistema de bloqueo en cada rueda


## Color aplique fórmica



## Garantía

Garantía de producto limitada de tres años  
\*\*MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.  
\*\*\*El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega. Consulte con su ejecutivo.

## Color aplique estructura



Ruedas



Accionador altura.



@ m u b i m e d i c a l - info@mubimedical.com - www.mubimedical.com