

SYRIUX

ESTHETIC

SILLA ESTÉTICA



www.mubimedical.com

BENEFICIOS

- **Diseño Ergonómico:** diseñada para garantizar la comodidad del paciente y la facilidad de uso para el profesional en diferentes tipos de procedimientos faciales.
- **Estilo Elegante:** combina funcionalidad con un diseño moderno y elegante que se adapta a cualquier clínica estética.
- **Materiales de alta calidad:** fabricada con materiales de primera calidad para garantizar durabilidad y resistencia.
- **Ajustes personalizados:** personaliza la posición de la silla para adaptarla a las necesidades de cada paciente.

¡Únete al emocionante viaje hacia la belleza y confort con Mubi Medical!

SYRIUX ESTHETIC

SILLA ESTÉTICA



POSICIONES



ACABADOS

Color estructura



Gris Ral

Opciones de color de tapizado



Negro



Gris



Azul rey



Mandarina



Bravia mora



Verde manzana



Agua marina

Opciones de color cubiertas metálicas



Verde citrus



Agua marina



Azul rey



Amarillo



Gris



Naranja

* Solicitar guía de acabados a ejecutivo comercial.

CARACTERÍSTICAS



CONFORT
Tendido de tres secciones en espuma de alta densidad.



FÁCIL DESINFECCIÓN
Mecanismos accesibles, uniones de colchoneta con fuelle protector y tapizado en tela clínica ignífuga.



PRACTICIDAD
Movimientos suaves efectuados por medio de tres actuadores eléctricos.



SEGURIDAD
Capacidad de carga máxima de 180 kg.

**Syriux Esthetic:
Innovación y lujo.**



mubi

M E D I C A L



@mubimedical

**TRANSFORMAMOS
ESPACIOS,
MEJORAMOS
VIDAS**

Medellín - Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali - Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999

info@mubimedical.com | www.mubimedical.com