

Syriux

Essential

Ref. 4318



mubi
M E D I C A L



COMODIDAD Y DINAMISMO

Syriux Essential protege a sus pacientes mientras cuida su inversión, es una silla hospitalaria mecánica que cumple con los estándares normativos, garantizando una atención de calidad.

MOVILIDAD Y FÁCIL USO

Materiales de alta resistencia y acabados de fácil desinfección, compatibles con productos usados en hospitales como: hipoclorito, amonio cuaternario y alcohol antiséptico.

Silla con superficie de tres secciones: una fija y dos móviles fabricadas en lámina de acero cold rolled.



Apoya brazos y manija de accionamiento

Permite al personal asistencial llevar los apoya brazos a diferentes posiciones y/o bloquear.

Essential



COLCHONETA CLÍNICA *

Fabricada en espuma de poliuretano de alta densidad, espesor 130 mm, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial.

*Artículo no incluido.

DISEÑO Y SEGURIDAD



MANILLAR DE EMPUJE
Y PORTA ROLLO

REPOSA CABEZA
AJUSTABLE



RUEDAS Y FRENO

Movimientos suaves y seguros, ruedas fabricadas en poliuretano y libres de mantenimiento. Sistema de freno en cada rueda, reduciendo el riesgo de caída durante la entrada y salida del paciente.

Essential



ESPALDAR



PIECERO

MANIJAS ACCIONAMIENTO

Permite llevar la silla a diferentes inclinaciones tanto en el espaldar, como en el piecero.

SIMPLICIDAD Y ADAPTABILIDAD

De fácil uso y excelente durabilidad para la continuidad del servicio.



Espalda



Pies



Horizontal

*Ver cuadro de especificaciones.

Movimientos y funciones asistidas por manijas retráctiles en polímero. Permiten configurar las posiciones que aportan en la oportuna recuperación del paciente.

Essential




ERGONOMÍA Y DURABILIDAD


Ideal para ambientes hospitalarios, estructura en acero de alta resistencia, ruedas y apliques fabricados en polímero, resistente y anti bacterial; una combinación precisa de materiales para brindar soporte, confort y confiabilidad.

OPCIONES DE COLOR

Disponible una amplia gama de colores y acabados para personalizar el tapizado de la silla.




AZUL
REY




BRAVIA
MORA



GRIS



MANDARINA



NEGRO



TURQUESA


Solicite la guía de acabados completa.



MATERIALES Y TEXTURAS

Personalice sus productos de acuerdo a los colores y superficies, haga de sus espacios la combinación perfecta.

DIMENSIONES



DIMENSIONES EXTERNAS

Alto	22.9 in (581 mm)
Ancho	33.3 in (847 mm)

SUPERFICIE DEL PACIENTE

Largo	78.7 in (2000 mm)
Ancho	21.3 in (540 mm)

MOVIMIENTOS *

Flexión espalda	0° a 78°
Flexión piecero	-46°

*Movimientos de espalda y piecero realizados por sistema hidráulico.

**Tolerancias: grados $\pm 3^\circ$ dimensiones ± 1 in (25.4 mm).

Essential

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Capacidad de carga segura 397 lbs (180 Kg).

Espaldar, piecero, posición silla y horizontal.

Reposa cabezas ajustable, apoya brazos abatibles, tendido de tres secciones articuladas con colchoneta interconstruida para brindar mayor confort. Fabricados en espuma de poliuretano de alta densidad, con cubierta en tela libre de látex, impermeable, ignífuga y antibacterial, de fácil limpieza y resistente a productos de desinfección.

Espaldar y pies asistidos por amortiguador neumático.

Portasuero fijo, desmontable, en acero inoxidable, con 2 ganchos de servicio. Capacidad de carga 17.6 lb (8 Kg).

Sistema de bloqueo individual y ruedas TENTE® de 4 in (101.6 mm) en poliuretano.

Accionamiento de movimientos por medio de manijas.

Soportes porta suero en las esquinas posteriores de la silla.

Soporte porta rollo.

Apoya brazos laterales.

FABRICACIÓN Y ACABADO

Estructura fabricada en lámina y tubería de acero cold rolled de alta resistencia, reforzado con tubería estructural.

Acabado con pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

ACCESORIOS OPCIONALES

Reposa pies graduable.

Porta suero telescópico con 2 ganchos de doble servicio.

Mesa auxiliar abatible.

NOTA

**MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

***El cambio de color tiene un costo adicional y puede afectar el tiempo de entrega; consulte con su ejecutivo.

Essential

TRANSFORMAMOS ESPACIOS, MEJORAMOS VIDAS



SC-CER568370



DM-CER568372

REGISTRO INVIMA
RS. 2014 DM-0010936

FDA ECRI
REGISTRO 3011537487
10-347



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999



CONTROL DE CAMBIOS

<i>Esteban Arenas</i> ELABORÓ: Diseño Gráfico	REVISÓ: Diseño de Producto	APROBÓ: Jefe i+D Mecánico	APROBÓ: I+D Electrónico
APROBÓ: Coord. SIG	APROBÓ: Dir. Técnico	APROBÓ CLIENTE / COMERCIAL: FECHA	FECHA ACTUALIZACIÓN: 02/08/2023