

MESAS

PARA ALIMENTACIÓN



NEUMÁTICA
Ref. 84EU28



@mubimedical
www.mubimedical.com

COMODIDAD Y FÁCIL USO

Su perfil bajo de 1.96 in (50 mm) permite el uso bajo camillas y camas con 5ta rueda, brindando confort y facilitando el trabajo del personal asistencial.

SUPERFICIE

Fabricada en material resistente, libre de bordes agudos y de fácil desinfección.

Su diseño uniforme evita la acumulación de fluidos y/o contaminantes, permitiendo ubicar los alimentos y bebidas sin riesgo de derrames (hasta 42 oz).

Superficie resistente a manchas, rayones y a productos de limpieza y desinfección.



ACCIONADOR DE ALTURA

Suave ascenso con una sola mano.
Para el descenso presione el accionador ligeramente.
Accionamiento neumático.

PORTA VASOS

2, con bordes suaves que facilitan su desinfección.



RUEDAS

2 con frenos del lado de la columna y 2 ruedas libres en el frente.



ACCESORIOS OPCIONALES*

*Con costo adicional.



GAVETA Ref. 780-211

Ubicado debajo de la mesa, de doble acceso,
para objetos personales y con espejo abatible.
Medidas útiles: 8.75 in L x 5.25 in A x 1.75 in H
Espejo: 9.1 in L x 5.6 in A



CANASTA AUXILIAR

Ref. 780-221 (pequeña) – Ref. 780-222 (grande)

Permite almacenar pertenencias y quedando visibles.
Ubicada de lado de la columna.

Dos opciones de tamaño:

- 1: Medida interna (AxLxH): 5.3 x 9.3 x 9 in (134 x 236 x 228 mm)
- 2: Medida interna (AxLxH): 4.3 x 4.3 x 4.7 in (109 x 109 x 119 mm)

AMBIENTES DE APLICACIÓN

Ideal para ambientes de: recuperación, observación, hospitalización, cuidados intensivos y cuidados especiales.

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR *

- Capacidad máxima de carga (estática) 100 lb (45,3 Kg) con peso distribuido uniformemente en la superficie.
- Capacidad de carga segura 55 lbs (25 Kg) funcional.
- Mesa para alimentación termolaminada de alta precisión, porta vasos en la superficie.
- Base en perfil delgado que permite estabilizar y posicionar la mesa en camillas y camas con 5ta rueda sin limitar su maniobrabilidad.
- 2 Ruedas doble rodaja con freno, en poliuretano, diámetro 2 in (50.8 mm).
- 2 Ruedas doble rodaja, libres, en poliuretano, diámetro 1.4 in (35 mm)
- Diseño que favorece un ensamblaje eficiente con menor número de pasos y en menor tiempo posible.

FABRICACIÓN Y ACABADOS *

- Estructura fabricada en lámina cold rolled y perfiles de aluminio tipo columna.
- Acabado con pintura en polvo epoxi de aplicación electrostática resistente a la oxidación.

DIMENSIONES **

Largo base	32 in (812 mm)
Ancho base	17.3 in (440 mm)
Altura mínima	28.3 in (720 mm)
Altura máxima	41.5 in (1055 mm)
Superficie (largo x ancho x alto)	32 in * 17 in * 0.70 - 0.80 in (812 mm * 432 mm * 18 - 20 mm)

** Unidades expresadas en pulgadas (in) y milímetros (mm). Tolerancias: ± 0.5 in (12.7 mm).

EMPAQUE Y EMBALAJE

- Opción de empaque individual caja de cartón Ref. 15216.
- Contenedor: 20 STD 140 unds.
- Peso del producto 40 lbs / 20 Kg

NOTA

*MUBI Medical se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.



**TRANSFORMAMOS
ESPACIOS,
MEJORAMOS
VIDAS**



Medellín – Colombia
Calle 2 # 50-185
(57) 604 285 2838

Cali – Colombia
Calle 18 # 118-85
(57) 602 489 6999



Fecha actualización: 25/08/2025